

GlucoContro.online

Kontaktloser Datenaustausch mit Ihren Patienten*



Für ein einfaches
Diabetesmanagement
laden Sie Ihre Patienten ein, die
Glukosedaten mit Ihnen zu teilen.

www.glucocontro.online



Kontaktloser Zugang zu Glukosedaten

Mit einem einzigen Klick verfügbar.



Schneller und einfacher Zugang

auf die Daten der CONTOUR®DIABETES App in der CONTOUR®CLOUD




Personalisierte Informationen über jeden registrierten Patienten (Zielbereiche, Zeitperiode)

Schnelle

Datenzusammenfassung,

intuitive farbige Zielbereichsanzeige



registrierten Patienten





Erstellen von Berichten (Glukosebericht, PDF, CSV, Druck)

Eine sichere Umgebun



Eine sichere Umgebung, in der Ihre Patienten Informationen mit Ihnen austauschen können



Download von Messwerten

von CONTOUR®NEXT
Blutzuckermessgeräten (keine
Administratorrechte erforderlich)



Für ein einfaches Diabetesmanagement

Glukosewerte sofort richtig interpretieren dank:

Schnellzugriff



(

@




Zusammenfassung: Relevante Informationen für die Entscheidungsfindung





Glukose-Konzentrationsbereiche: Zur Anzeige des Prozentsatzes der Messwerte in jedem Glukose-Konzentrationsbereich

Verteilung der Glukosekonzentration: Variabilität der Blutzuckermesswerte anzeigen



Übersicht Messungen: Einfache Anzeige aller gesammelten Daten für jeden Tag


		Komplette Anzahi	Durchschnittlich	Median	Std. Abw.	Höchste	Niedrigste	Hoch	Ziel	Niedrig
::	Alle	16	171 mg/dL	178 mg/dL	78 mg/dL	303 mg/dL	41 mg/dL	43.75%	43.75%	12.5%
Õ	Nüchtern	3	68 mg/dL	67 mg/dL	28 mg/dL	97 mg/dL	41 mg/dL	0%	33.33%	66.67%
Ŏ	Vor der Mahlzeit	3	156 mg/dL	176 mg/dL	43 mg/dL	186 mg/dL	107 mg/dL	33.33%	66.67%	0%
Ĭ	Nach der Mahlzeit	5	245 mg/dL	270 mg/dL	62 mg/dL	303 mg/dL	169 mg/dL	80%	20%	0%
Õ	Keine Notiz	5	167 mg/dL	179 mg/dL	53 mg/dL	229 mg/dL	83 mg/dL	40%	60%	0%


Einfache Einführung und Zugang für Medizinisches Fachpersonal

Anmeldung in 3 einfachen Schritten

- Besuchen Sie www.glucocontro.online und klicken Sie auf Registrieren
- 2. Informationen eintragen
- Warten Sie auf die Genehmigung durch den Administrator*

Klicken Sie auf "Neuen Patienten hinzufügen"







zeigt an, dass Ihr Patient die Einladung angenommen hat





Ascensia Diabetes Service: 0800 / 220 110 (kostenfrei) info@ascensia.at www.diabetes.ascensia.at



^{*} Kann bis zu 24 Stunden dauern